

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	기도삽관 평가형 시뮬레이터 ----- Airway Management Simulator	모 델 명	BT-CSIE
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	1 SET



A. 특 징 (FEATURE)

- 성인 상반신 모형으로 기도삽관 실습이 용이
- 실제 인체와 유사한 형상과 피부느낌으로 사실감 있는 실습이 가능
- 머리기울임/턱들어올리기법(Head tilt/Chin lift), 냄새 맡는 자세(Sniffing position) 실습이 가능
- 턱밀어올리기법(Jaw Thrust) 실습이 가능
- 수동식 인공 호흡기(Bag-Valve-Mask)를 이용한 인공호흡이 가능
- 구강용 및 비강용 기도유지기의 삽입이 가능
- 기도삽관튜브(ETT), 후두마스크(LMA), 콤비튜브(Combi-Tube)의 삽입이 가능
- 후두경을 이용한 기도삽관 실습이 가능
- 폐내 공기 주입시 가슴의 팽창 여부를 육안으로 확인가능하고 청진으로 기도삽관의 적절성을 확인할 수 있음
- 후두경의 무리한 사용에 의한 치아파열 경고음 발생
- 머리기울임/턱들어올리기법 감지 표시 / 냄새 맡는 자세 감지 표시 / 턱밀어올리기법 감지 표시
- 기도삽관튜브(ETT) 삽입 시 삽관깊이 표시 (정상 / 우측기관지삽입)
- 기도삽관튜브(ETT) 삽입 시 식도삽관 표시
- 폐내 공기 주입량 표시
- 복부팽만 표시
- 터치스크린 방식의 칼라디스플레이 장치를 적용하여 실습이 용이
- 자동인식 항목과 체크리스트 항목으로 실습이력 확인 가능
- 실습항목의 설정 및 점수 설정이 가능
- 실습결과의 저장이 가능
- 무선 블루투스 방식으로 설치 및 이동성이 편리
- 220V전원 및 건전지 사용이 가능하여 실습장소에 구매를 받지 않음

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

B. 세부사양 및 구성 (SPECIFICATION & CONSIST OF)

- * 성인 상반신 모형 - 1대 (컨트롤러 내장 / 무선 블루투스 장치 내장)
- * 태블릿 PC - 1대 (그래픽 기반의 기도삽관 실습용 소프트웨어 내장, 안드로이드 기반일 것)
- * 윤활제 - 1개
- * AC 전원어댑터 - 1개
- * 건전지 홀더 - 1개
- * 보관용 가방 - 1개
- * 사용설명서 - 1개

C. 규격 (WEIGHT & SIZE)

- 성인 상반신 모형 : 8.5kg (700×300×240mm)
- 디스플레이 장치 : 0.6kg (263×181×10mm)

D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.
- 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 한다.