

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	(평가형) 둔부근육주사 실습 시뮬레이터 ----- Intramuscular Injection Assessment Buttocks Simulator	모 델 명	BT-CSIM1
제조사명 / 제조국	(주) 비티 / 한국	수량 / 단위	1 SET



A. 특 징 (FEATURE)

- 실제와 유사한 인체 둔부모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능
- 둔부모형은 연질피부, 근육층, 경질골격으로 구성
- 둔부의 복면, 둔부의 배면 주사실습이 가능
- 연질 실리콘 재질을 사용하여 주사바늘 자국이 거의 남지 않음
- 둔부모형의 피부는 자가교체가 가능
- 둔부의 양측 근육주사가 가능
- 약물주입(물) 및 강제배출 펌프를 이용하여 약물 배출이 용이
- 터치스크린 방식의 칼라 디스플레이 장치를 적용하여 실습이 용이
- 훈련모드와 평가모드를 통하여 자가 학습 및 평가가 가능
- 무선 블루투스 방식으로 설치 및 이동성이 편리
- 실습절차 및 주사방법에 대한 객관적 평가가 가능
- 실습결과 저장 가능
- 220V 전원 및 건전지 사용이 가능하여 실습장소에 구매를 받지 않음

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

B. 세부사양 및 구성 (SPECIFICATION & CONSIST OF)

- ▶ 둔부 모형 본체 - 1개
- ▶ 태블릿 PC - 1대 (그래픽 기반의 둔부주사 실습용 소프트웨어 내장, 안드로이드 기반일 것)
- ▶ 둔부모형 거치대 - 1개
- ▶ 배출용기(배출 튜브 1개 포함) - 1개
- ▶ 전원 어댑터(9V) - 1개
- ▶ 배터리 홀더 - 1개
- ▶ 보관용 가방 - 1개

C. 규격 (WEIGHT & SIZE)

- 둔부 모형 : 5.5kg (330×260×380mm)
- 디스플레이 장치 : 0.6kg (263×181×10mm)
- 보관용 가방 : 2.7kg (450×450×260mm)
- 제품 전체 : 약 9.5kg

D. 비고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명시한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.
- 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 한다.