

# 구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

|               |   |         |           |
|---------------|---|---------|-----------|
| 품 명           | 영유아 정맥주사실습 모형                                       | 모 델 명   | BT-CSIV-I |
|               | Intravenous Injection Training Infants<br>Arm Model |         |           |
| 제조사명<br>/ 제조국 | (주)비티 / 한국  | 수량 / 단위 | 1 SET     |



## A. 특 징 (FEATURE)

- 실리콘 소재의 스킨으로 실제와 같은 느낌의 영유아 모형 제공
- 손등 2곳, 오금부 1곳에서 정맥주사, 채혈, 정맥로 확보등의 실습이 가능
- 스킨과 정맥튜브 일체형
- 자석타입 팔고정 장치로 탈부착 용이
- 손가락의 굴절이 가능하고, 팔모형의 각도 변경이 용이
- 혈액 역류 확인 가능
- 원터치 연결방식의 커넥터로 설치 및 교체 용이
- 무소음 및 실습 후 청소 용이
- 220V 전원, 건전지 겸용으로 제작되어 실습장소에 구매를 받지 않음

## B. 구성 (CONSIST OF)

- ▶ 영유아 팔 모형(정맥튜브 내장) - 2개
- ▶ 정량펌프 내장 - 1개
- ▶ 타이머 스위치 - 1개

# 구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

- ▶ 팔고정 어댑터 - 1개
- ▶ 받침대 - 1개
- ▶ 혈액용 색소(30ml) - 1개, 혈액용기 - 1개, 연결용 튜브 - 3개
- ▶ 전원 어댑터(9V DC, 1A) - 1개
- ▶ 배터리 홀더 - 1개
- ▶ 보관용 가방 - 1개

## C. 규격 (WEIGHT & SIZE)

- ▶ 팔 모형1 (3세 전·후) : 0.7kg (370×100×80mm)
- ▶ 팔 모형2 (1세 전·후) : 0.5kg (250×80×80mm)
- ▶ 펌프 구동장치 : 0.6kg (180×70×105mm)
- ▶ 받침대 : 0.3kg (270×200×24mm)
- ▶ 보관용 가방 : 2.2kg (730×280×140mm)
- ▶ 제품 전체 : 약 5.5kg

## D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.
- 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 한다.