

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	단순 정맥주사 실습모형 ----- Intravenous Injection Training Model	모 델 명	BT-CSIV-S
제조사명 / 제조국	BT Inc. / 한국	수량 / 단위	1 SET



A. 특 징 (FEATURE)

- 실제와 유사한 팔모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능.
- 피부재질은 연질소재로 주사 바늘 자국이 거의 남지 않음.
- 척측피정맥, 요측피정맥, 팔오금 중간정맥에서 정맥주사, 채혈, 정맥로 확보등의 실습이 가능.
- 원터치 접이식 받침대로 실습 및 관리가 용이.
- 혈액 역류 확인이 가능.

B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION)

- 단순 정맥주사 모형
 - ▶ 팔모형 : 1개
- 기타 구성
 - ▶ 받침대 : 1개
 - ▶ 인공혈액 : 1개
 - ▶ 혈액공급용 주사기 : 2개
 - ▶ 고무마개 : 2개
- 규격
 - ▶ 팔모형 : 0.2kg (230×90×65mm)
 - ▶ 받침대 : 0.5kg (350×100×50mm)
 - ▶ 제품 전체 : 약 1kg

C. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.