

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	정맥주사 훈련용 팔모형 ----- Intravenous Injection Training Arm Model	모 델 명	BT-CSIV1
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	1 SET



A. 특 징 (FEATURE)

- Skin(표피,진피)과 지방층의 구분으로 실제와 같은 느낌
- 한 제품으로 척측피정맥, 요측피정맥, 정중정맥, 중수정맥까지 실습 가능
- Skin과 정맥튜브의 일체형으로 손쉬운 교체
- 원터치 연결방식의 커넥터로 설치 및 교체 용이
- 무소음 및 실습 후 청소 용이
- 220V 전원, 건전지 겸용으로 제작되어 실습장소에 구매를 받지 않음

B. 구 성 (CONSIST OF)

- ▶ 팔 모형 본체 - 1개
- ▶ 스킨 패드(정맥튜브 내장) - 2개
- ▶ 정량펌프 - 1개
- ▶ 받침대 - 1개
- ▶ 혈액용 색소(30ml) - 1개, 혈액용기 - 1개, 연결용 튜브 - 3개
- ▶ 전원 어댑터(9VDC 1A) - 1개, 배터리 홀더 - 1개
- ▶ 보관용 가방 - 1개

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

C. 규격 (WEIGHT & SIZE)

- ▶ 팔 모형 : 1.4kg (580×120×80mm)
- ▶ 펌프 구동장치 : 0.6kg (180×70×105mm)
- ▶ 받침대 : 0.3kg (270×200×24mm)
- ▶ 보관용 가방 : 2.2kg (730×280×140mm)
- ▶ 제품 전체 : 약 5.5kg

D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명시한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.
- 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 한다.