

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	동맥천자 실습모형 ----- Arterial Puncture Training Model	모 델 명	BT-CSPA
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	1 SET



A. 특 징 (FEATURE)

- 요골동맥 부위에서 맥박 촉진이 가능하다.
- 맥박강도를 조절할 수 있다.
- 동맥천자 실습 시 혈액의 역류를 확인할 수 있다.
- 주사바늘을 통해 피부와 동맥벽에서의 실제적인 저항감을 느낄 수 있다.
- 천자 부위에 주사바늘로 인한 주사자국이 남지 않는다.
- 동맥혈관과 스킨은 일체형으로 교체가 용이하다.
- 원터치 연결방식의 커넥터로 튜브 연결과 분리가 쉽고, 청소가 용이하다.
- Allen's test를 실행할 경우 손바닥 혈색 변화를 LED광원으로 확인할 수 있다.

B. 구 성 (CONSIST OF)

- 성인 팔모형 : 1개
- 스킨패드 : 2개
- 혈액구동장치 : 1개
- 인공혈액 : 1개
- 혈액공급용기 : 1개
- 전원어댑터 : 1개
- 보관용가방 : 1개

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

C. 규격 (WEIGHT & SIZE)

- 성인 팔모형 : 약 0.6kg (110×265×95mm)
- 혈액펌프구동장치 : 약 2kg (307×307×170mm)
- 제품 전체 : 약 3kg

D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명시한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.