


구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	심폐소생술 훈련모형(Sherpa X)-멀티 시스템 CPR Training Model(Sherpa X)-Multi System	모 델 명	Sherpa-XM
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	1 SET



A. 특 징 (FEATURE)

1. 심폐소생술 훈련모형(Sherpa X) 최대 1:30 훈련 평가 가능

- 심폐소생술 훈련모형(Sherpa X)와 태블릿 PC는 블루투스로 연결되어 최대 1:6 훈련 평가 가능
- 태블릿 PC와 노트북은 Wifi로 연결되어 최대 1:30 훈련 평가 가능
- 사용하기 쉽고 최적화된 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 소프트웨어 제공
- 전용프로그램을 이용하여 심폐소생술 훈련 및 평가 가능
- 전용프로그램을 이용하여 평가 결과 저장 및 출력 가능
- 평가 결과는 이미지 또는 Excel 형식으로 생성 및 보관 가능
- 1:12, 1:18, 1:24, 1:30으로 시스템 구성에 따라 화면 변경 가능
- 가이드라인 설정 가능
- 그룹설정 및 사용자 이름 입력 가능
- 심폐소생술 훈련모형(Sherpa X)의 DISPLAY 표시부 On/Off 가능
- 통계 및 분석 가능

2. 멀티 시스템 케이스

- 태블릿 PC 충전 및 보관이 가능
- Wifi 공유기 포함
- 잠금장치를 통한 보안

3. 심폐소생술 훈련모형(Sherpa X)

- 블루투스 방식으로 태블릿 PC 또는 스마트폰과 무선 통신
 - 사용하기 쉽고 최적화된 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) Software
 - 최대 6대(태블릿 PC 별도)의 시뮬레이터 연결로 평가 가능
 - 전용 App 프로그램을 통하여 압박깊이, 속도 및 위치, 인공호흡량 표시 가능

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

- 전용 App 프로그램을 통하여 평가, 결과저장 및 출력 가능
- 평가결과는 통계 데이터를 Excel형식으로 생성 및 보관 가능
- 결과값이 수치화되어 고득점 순서로 표시 가능
- 실습모드 및 평가모드 선택 가능

· Main Body에 내장된 DISPLAY 표시부

- 가슴압박 깊이 및 속도의 적정 여부를 LED 램프로 실시간 확인 가능
- 가슴압박 총 횟수 및 정확한 횟수의 수치 확인 가능
- 가슴압박 깊이 수치 표시 가능
- 불완전이완 확인 가능
- 정상적인 가슴압박 시(정상압박깊이, 정상속도) 소리로 확인 가능 (소리 On/Off)
- 인공호흡량 및 호기시간의 적정 여부를 LED 램프로 실시간 확인 가능
- 인공호흡 총 횟수 및 정확한 횟수의 수치 확인 가능
- 인공호흡량 수치 표시 가능

· Main Body

- 인공호흡 시 인체모형의 흉부상승을 통해 실시 여부 확인 가능
- 자석패드 부착방식으로 반영구적인 AED트레이너 패드 부착 훈련 가능
- 얼굴피부와 폐주머니는 자가교체가 용이하여 위생적인 훈련 가능
- 보관용 가방은 훈련용 매트리스로 사용 가능

B. 구 성 (CONSIST OF)

- 노트북(소프트웨어 포함) : 1대
- 멀티시스템 케이스 : 1세트 (Wifi 공유기, 멀티충전기, 멀티탭, 오픈서랍장 포함)
- 심폐소생술 훈련모형(Sherpa X) : 별매 (멀티시스템 구성에 따라 다름)
- 10.1인치 태블릿 PC : 별매 (멀티시스템 구성에 따라 다름)

C. 규 격 (WEIGHT & SIZE)

- 노트북 : 사양에 따라 다름
- 멀티시스템 케이스 : 20kg (500×600×500mm)

D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.