

# 구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

|               |  |         |          |
|---------------|--|---------|----------|
| 품 명           | 심폐소생술 훈련모형 (Sherpa X)<br>-----<br>CPR Training Model | 모 델 명   | BT-SEEM2 |
| 제조사명<br>/ 제조국 | (주)비티 / 한국   | 수량 / 단위 | 1 SET    |



## A. 특 징 (FEATURE)

- 블루투스 방식으로 태블릿 PC 또는 스마트폰과 무선 통신
  - 사용하기 쉽고 최적화된 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) Software
  - 최대 6대(Tablet PC와 Printer 별도)의 시뮬레이터 연결로 평가 가능
  - 전용 App 프로그램을 통하여 압박깊이, 속도 및 위치, 인공호흡량 표시 가능
  - 전용 App 프로그램을 통하여 평가, 결과저장 및 출력 가능
  - 평가결과는 통계 데이터를 Excel형식으로 생성 및 보관 가능
  - 결과값이 수치화되어 고득점 순서로 표시 가능
  - 실습모드 및 평가모드 선택 가능
  
- Main Body에 내장된 DISPLAY 표시부
  - 가슴압박 깊이 및 속도의 적정 여부를 LED 램프로 실시간 확인 가능
  - 가슴압박 총 횟수 및 정확한 횟수의 수치 확인 가능
  - 가슴압박 깊이 수치 표시 가능
  - 불완전이완 확인 가능
  - 정상적인 가슴압박 시(정상압박깊이, 정상속도) 소리로 확인 가능 (소리 On/Off)

# 구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

## · Main Body

- 인공호흡 시 인체모형의 흉부상승을 통해 실시 여부 확인 가능
- 자석패드 부착방식으로 반영구적인 AED트레이너 패드 부착 훈련 가능
- 얼굴피부와 폐주머니는 자가교체가 용이하여 위생적인 훈련 가능
- 보관용 가방은 훈련용 매트리스로 사용 가능
- 휴대용 보조배터리(별매), 건전지 및 AC 전원어댑터 사용 가능

## B. 구 성 (CONSIST OF)

- 성인 상반신 모형 : 1대
- 보관용 가방(매트리스 겸용) : 1개
- AC 전원어댑터 : 1개
- 사용설명서 : 1개

## C. 규 격 (WEIGHT & SIZE)

- 성인 상반신 모형 : 4.4kg (650×335×215mm)
- 보관용 가방 : 1.5kg (670×350×230mm)
- 제품 전체 : 약 6.2kg

## D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.
- 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 한다.