

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	(평가형)스마트 심폐소생술 모형 ----- Smart Evaluation CPR Training Model	모 델 명	BT-SEEM
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	1 SET



A. 특 징 (FEATURE)

- 불완전 이완 표시 가능
- 기본 심폐소생술에서 요구하는 흉부압박, 기도확보, 인공호흡 훈련 가능
- 흉부압박 총 횟수 및 정확한 횟수의 수치 확인 가능
- 순간 압박 깊이 수치 표시 가능
- 흉부압박 깊이 및 속도의 적정여부를 LED표시등으로 확인 가능
- 일정 깊이 흉부압박시 소리(On/Off)로 확인 가능
- 인공호흡 시 인체모형의 흉부상승을 통해 실시 여부 확인 가능
- 자석패드 부착방식으로 반영구적인 AED트레이너 패드 부착 훈련 가능
- 얼굴피부와 폐주머니는 자가교체가 용이하여 위생적인 훈련 가능
- 보관용 가방은 훈련용 매트리스로 사용 가능
- 건전지 및 AC 전원어댑터(선택사항) 사용 가능

B. 구 성 (CONSIST OF)

- 성인 상반신 모형 : 1대
- 보관용 가방(매트리스 겸용) : 1개
- AC 전원어댑터 : 선택사항
- 사용설명서 : 1개

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

C. 규격 (WEIGHT & SIZE)

- 성인 상반신 모형 : 4.2kg (650×330×200mm)
- 보관용 가방 : 0.3kg (700×420×20mm)
- 제품 전체 : 약 4.5kg

D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명시한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.
- 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 한다.