

# 구매 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	욕창·창상모형 ----- Bedsore and wound care model	모 델 명	BT-CSCB
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	1 SET



## A. 특 징 (FEATURE)

- 욕창1단계/2단계/3단계/4단계로 구성됨
  - 욕창1단계 : 피부손상 미발생 / 붉은 흔적
  - 욕창2단계 : 표피, 진피 일부 손상 / 분홍색 또는 붉은색
  - 욕창3단계 : 표피, 진피, 피하조직 손상 / 노란색 괴사조직
  - 욕창4단계 : 근막 이하 조직까지 손상 / 근육, 힘줄, 뼈 노출 및 어두운 괴사조직과 잠식 확인
- 각 욕창단계에 창상이 포함됨
- 단일모형 실습이 가능
- 전신형 인체모형 및 실제 인체에 장착하여 실습이 가능
- 드레싱 실습이 가능

## B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION)

- 사이즈 : 30 \* 28 \* 8 cm (1개)
- 무게 : 약 0.8kg (1개) / 약 5kg (보관용 가방포함 전체)

## C. 구성품 (Consist of)

- 욕창1단계/2단계/3단계/4단계 (각 1개)
- 인체모형 장착용 고정밴드 (1개)
- 보관용 가방 (1개)
- 사용설명서 (1개)

## D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.
- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.
- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.